

魚アラ収集マニュアル

1. 収集するもの

- ①魚腸骨（魚の頭、骨、はらわた、ウロコ、身）

2. 収集容器

- ①45ℓのペール容器（初回は用意します）。
- ②容器の管理は排出元にてお願いしています。
（容器の清掃をお願いします）



3. 収集日時

- ① 収集時間は前もって打合せを行った上で決定します。

4. 魚アラ容器に入れてはいけないもの

- ①ビニール、缶、トレー、割りばし等
- ②側溝を掃除したときにでる汚泥
- ③イカ、タコの内臓
（カドミウム基準値オーバーの原因となる為）
- ④牛、豚、鶏、クジラ、イルカなど哺乳動物の肉片
（BSE検査の際、陽性の原因となる為）
- ⑤御飯、野菜クズ等の残飯



5. 魚アラの出し方

- ①水を切った魚アラをペール容器に直接又は、ビニール袋を敷いて入れてください。
※魚アラのみ収集しますのでビニール袋は置いていきます。
- ②容器に入れる魚アラの量は、ペール容器の7分目にしてください。
- ③魚アラの入ったペール容器は、指定した場所に出してください。
※休日の魚アラは腐らないよう、冷蔵保管をしてください。



回収された魚アラは、魚粉や魚油として製造され、飼料として再生利用されています。
今後とも『リサイクル活動』の推進にご協力いただけますようお願い申し上げます。

《お問い合わせ》

奈良県リサイクル環境衛生協同組合

TEL 0743-63-5315